

Términos comerciales	MANDO Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong
Capacidad de producción	500,000PCS/mes
Pago	T/T, Paypal.
El tiempo de entrega	3-7 días hábiles para hacer la muestra. 10 a 15 días hábiles para la producción.
Embalaje	Cajas de cartón de exportación estándar/cajas de cartón personalizadas
Transporte	Por mar, por aire o por envío urgente (DHL/UPS/FEDEX)
MOQ	100PCS
Lugar de origen	Dongguan, Cantón, China
Certificación	CE, FCC, ROHS, ALCANCE, UKCA

Características del producto:

Si su médico le ha recomendado la estimulación transcutánea del nervio vago (tVNS), necesitará un electrodo de oído que le quede bien.

El electrodo tragus clip ha sido diseñado por profesionales de la salud experimentados para que sea cómodo, ajustable y seguro.

Actualmente estamos trabajando en los procesos de aprobación regulatoria pertinentes,

Fabricamos muchos tipos diferentes de electrodos de clip para oreja CES, electrodos de clip para oreja de goma conductora de un lado, electrodos de clip para oreja de doble cara y también electrodos de clip para oreja CES cableados para que el cliente pueda usarlo en diferentes máquinas y condiciones, si necesita personalizar un Tragus Pinza de oreja de electrodos, no dude en contactarnos, le daremos asesoramiento y diseño profesional,



Estos electrodos de pinza para el oído son imprescindibles para una estimulación de electroterapia craneal (CES) eficaz, ya que se aplican en diferentes puntos del oído humano, junto con el uso de un dispositivo de terapia TENS o microcorriente, para tratar afecciones como:

Ansiedad,
Depresión,
Trastorno de estrés postraumático (TEPT),
Cambios de humor,
ATM,
Tinnitus,
Insomnio,
Dolor agudo y crónico,
Otras condiciones neurológicas y psiquiátricas.

Los electrodos de clip de oreja se colocan comúnmente en el lóbulo de la oreja, pero este estilo específico también es óptimo para la colocación en el trago o la concha de cymba de la oreja

izquierda para fines de estimulación transcutánea del nervio vago (tVNS).

Cuenta con un electrodo de goma conductora de 1/4" de diámetro en un extremo del clip, que se recomienda usar con un gel conductor, spray o agua antes de aplicar el clip para la oreja, para garantizar la estimulación más efectiva y cómoda.

Diseño de resorte muy resistente y estable para ayudar a mantener el Clip en su lugar en la oreja, en comparación con otros artículos similares en el mercado.

Dentro del propio clip hay una conexión estilo pin hembra de 2 mm de diámetro estándar de la industria para una conectividad simple y compatibilidad con la mayoría de los cables y dispositivos de electroterapia.





Introducción de la Compañía

[Tecnología Co., Ltd de Goochain](#) es un fabricante profesional de ensamblajes de cables personalizados, que fabrica cables usb personalizados, fabricante de cables magnéticos pogo pin, cables ecg médicos, proveedor de electrodos de clip targus, cables de extensión PoweredUSB, cables Ethernet, enchufes y cargadores médicos, arneses de cableado y cables de computadora, fundado en el año de 2015 y tenemos un taller de montaje de cables personalizados de 2000 metros cuadrados, alrededor de 80 trabajadores, 1 turno es de 8 horas por día. Seguimos el estándar internacional de gestión ISO para fabricar nuestros cables personalizados, cables médicos y cargadores con el precio de fábrica chino.



Certificados:

Los cables usb personalizados Goochain, cables médicos, cables de computadora, cables pin Pogo, cables USB tipo c, conectores USB tipo C, cargadores rápidos PD, cables de extensión PoweredUSB, todos han pasado el certificado internacional requerido para que podamos exportar a todo el mundo,



P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de pedir más?

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

P3: ¿Cómo le va a su fábrica con respecto al control de calidad?

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

Q5: tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para mis productos?

P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?