

Conditions commerciales	FOB Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong
Capacité de production	500 000 pièces/mois
Paieement	T/T, PayPal.
Heure de livraison	3-7 jours ouvrables pour faire l'échantillon. 10 à 15 jours ouvrables pour la production.
Emballage	Cartons standard d'exportation/cartons personnalisés
Expédition	Par mer, par avion ou par livraison express (DHL/UPS/FEDEX)
MOQ	100PCS
Lieu d'origine	Dongguan, Canton, Chine
Certificat	CE, FCC, ROHS, REACH, UKCA

Caractéristiques du produit:

Si votre médecin vous a recommandé une stimulation transcutanée du nerf vague (tVNS), vous aurez besoin d'une électrode auriculaire bien ajustée.

L'électrode à clip tragus a été conçue par des professionnels de la santé expérimentés pour être confortable, ajustable et sécurisée.

Nous travaillons actuellement sur les processus d'approbation réglementaires pertinents,

Nous fabriquons de nombreux types d'électrodes de clips d'oreille CES, un côté avec des électrodes de clip d'oreille en caoutchouc conducteur, des électrodes de clip d'oreille double face et également des électrodes de clip d'oreille CES filaires afin que le client puisse l'utiliser dans différentes machines et conditions, si vous avez besoin de personnaliser un Tragus Clip d'oreille d'électrodes, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons des conseils et une conception professionnels,



Ces électrodes à clip d'oreille sont indispensables pour une stimulation efficace de l'électrothérapie crânienne (CES), en s'appliquant à différents points de l'oreille humaine, ainsi qu'à l'utilisation d'un appareil de thérapie TENS ou microcourant, pour traiter des conditions telles que :

Anxiété,
Dépression,
Trouble de stress post-traumatique (TSPT),
Sautes d'humeur,
ATM,
Acouphène,
Insomnie,
Douleur aiguë et chronique,
Autres conditions neurologiques et psychiatriques.

Les électrodes à clip d'oreille sont généralement placées sur le lobe de l'oreille, mais ce style spécifique est également optimal pour le placement sur le tragus ou la cymba conchae de l'oreille

gauche à des fins de stimulation transcutanée du nerf vague (tVNS).

Dispose d'une électrode en caoutchouc conducteur de 1/4" de diamètre à une extrémité du clip, qu'il est recommandé d'utiliser avec un gel conducteur, un spray ou de l'eau, avant d'appliquer le clip d'oreille, pour assurer la stimulation la plus efficace et la plus confortable.

Conception à ressort très robuste et stable pour aider à maintenir le clip en place sur l'oreille, par rapport à d'autres articles similaires sur le marché.

À l'intérieur du clip lui-même se trouve une connexion de style broche femelle standard de 2 mm de diamètre pour une connectivité simple et une compatibilité avec la plupart des fils et appareils d'électrothérapie.





Présentation De L'Entreprise

[Goochain Technology Co., Ltd](#) est un fabricant professionnel d'assemblages de câbles personnalisés, fabricant des câbles usb personnalisés, fabricant de câbles à broches pogo magnétiques, câbles ecg médicaux, fournisseur d'électrodes à clip targus, câbles d'extension PoweredUSB, câbles Ethernet, prises et chargeurs médicaux, faisceaux de câbles et câbles informatiques, Fondée en année de 2015 et nous avons un atelier d'assemblages de câbles personnalisés de 2000 mètres carrés, environ 80 travailleurs, 1 quart de travail est de 8 heures par jour. Nous avons suivi la norme internationale de gestion ISO pour fabriquer nos câbles personnalisés, câbles médicaux et chargeurs avec le prix d'usine chinois.



Certificats :

Câbles USB personnalisés Goochain, câbles médicaux, câbles informatiques, câbles à broches Pogo, câbles USB de type c, connecteurs USB de type C, chargeurs rapides PD, câbles d'extension PoweredUSB ont tous passé le certificat international requis afin que nous puissions exporter partout dans le monde,



FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander d'autres ?

A: bien sûr, Goochain fournit des échantillons gratuits si nous avons des stocks, l'échantillon personnalisé doit être facturé certains frais d'installation. Nous vous remercions de nous commander un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

A: Alibaba Trade Assurance, PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : Comment votre usine fait-elle concernant le contrôle de qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

A : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour vérifier les détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes marchandises?

A: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois depuis la livraison. Nous avons utilisé DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS comme client.

Q6 : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous recevoir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3e. Étage, Bâtiment A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.