

Condizioni commerciali	FOB Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong
Capacità produttiva	500.000 PZ/Mese
Pagamento	T/T, PayPal.
Tempo di consegna	3-7 giorni lavorativi per la realizzazione del campione. Da 10 a 15 giorni lavorativi per la produzione.
Imballaggio	Scatole di esportazione standard/Scatole personalizzate
Spedizione	Via mare, via aerea o con corriere espresso (DHL/UPS/FEDEX)
MOQ	100 PZ
Luogo d'origine	Dongguan, Canton, Cina
Certificazione	CE, FCC, ROHS, REACH, UKCA

Caratteristiche del prodotto:

Se il tuo medico ha raccomandato la stimolazione del nervo vago transcutaneo (tVNS), avrai bisogno di un buon elettrodo auricolare.

L'elettrodo a clip trago è stato progettato da professionisti della salute esperti per garantire una vestibilità comoda, regolabile e sicura.

Attualmente stiamo lavorando attraverso i relativi processi di approvazione normativa,

Produciamo molti diversi tipi di elettrodi a clip per orecchie CES, un lato con elettrodi a clip per orecchie in gomma conduttiva, Elettrodi a clip per orecchie a doppia faccia e anche elettrodi a clip per orecchie CES cablati in modo che il cliente possa utilizzarlo in diverse macchine e condizioni, Se è necessario personalizzare un Tragus Clip auricolare per elettrodi non esitate a contattarci, vi forniremo consulenza e progettazione professionali,



Questi elettrodi a clip per orecchio sono indispensabili per un'efficace stimolazione elettroterapica cranica (CES), applicandoli a diversi punti dell'orecchio umano, insieme all'uso di un dispositivo TENS o microcorrente, per trattare condizioni come:

Ansia,
Depressione,
Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD),
Sbalzi d'umore,
ATM,
Tinnito,
Insonnia,
Dolore acuto e cronico,
Altre condizioni neurologiche e psichiatriche.

Gli elettrodi a clip dell'orecchio sono comunemente posizionati sul lobo dell'orecchio, ma questo stile specifico è ottimale anche per il posizionamento sul trago o sul conca del piatto dell'orecchio sinistro

ai fini della stimolazione del nervo vago transcutaneo (tvNS).

Dispone di un elettrodo in gomma conduttiva da 1/4" di diametro su un'estremità della clip, che si consiglia di utilizzare con un gel conduttivo, spray o acqua, prima di applicare la clip auricolare, per garantire la stimolazione più efficace e confortevole.

Design a molla molto robusto e stabile per aiutare a mantenere la clip in posizione sull'orecchio, rispetto ad altri articoli simili sul mercato.

All'interno della clip stessa è presente una connessione a pin femmina standard del settore con un diametro di 2 mm per una semplice connettività e compatibilità con la maggior parte dei cavi e dei dispositivi per elettroterapia.





Introduzione dell'azienda

[Goochain Technology Co., Ltd](#) è un produttore professionale di assemblaggi di cavi personalizzati, produzione di cavi USB personalizzati, produttore di cavi magnetici pogo pin, cavi ecg medici, fornitore di elettrodi a clip targus, cavi di prolunga PoweredUSB, cavi Ethernet, spine e caricabatterie medici, cablaggi e cavi per computer, Fondata nell'anno di 2015 e abbiamo 2000 metri quadrati di officina per assemblaggi cavi personalizzati, circa 80 lavoratori, 1 turno è di 8 ore al giorno. Abbiamo seguito lo standard internazionale di gestione ISO per realizzare i nostri cavi personalizzati, cavi medici e caricabatterie con il prezzo di fabbrica cinese.



Certificati:

Cavi USB personalizzati Goochain, cavi medici, cavi per computer, cavi pin Pogo, cavi USB di tipo c, connettori USB di tipo C, caricabatterie PD Fast, cavi di prolunga PoweredUSB hanno tutti superato il certificato internazionale richiesto in modo da poter esportare in tutto il mondo,



FAQ

Q1: Posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinarne di più?

A: Certo, Goochain fornisce campioni gratuiti se abbiamo stock, il campione personalizzato dovrebbe essere addebitato un costo di installazione. Ti ringraziamo per ordinare un campione da noi per verificare la nostra qualità.

Q2: Quali metodi di pagamento accetti?

A: Assicurazione commerciale Alibaba, PayPal, T/T, Bonifico bancario, Western Union e L/C

Q3: Come funziona la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?

R: La qualità è la priorità. Il dipartimento di controllo qualità con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo della qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Eccetera

Q4: Fabbrica? Sì! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, ad esempio per stampare il nostro logo o per alterare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per verificare i dettagli.

Q5: Tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per la mia merce?

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo fornire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Abbiamo usato DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come cliente.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

R: Certo. Siamo più che felici di riceverti a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova in 3a. Piano, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Cina.