

Functies:

Vaguszenuwstimulatie is aangetoond dat het gunstig is voor mensen met een slechte vagale tonus. Gebruik TVNS om uw HRV te verbeteren, stress te verminderen en beter te slapen.

- Dubbele elektrodeklem
- Skin Safe Soft Olie-absorberend PE katoen werkend met gel
- Standaard 2,35 mm aansluiting
- Tragus & Cymba Conchae
- Deze oorclip-elektroden zijn een must-have voor effectieve Cranial Electrotherapy Stimulation (CES), door ze op verschillende punten van het menselijk oor aan te brengen, samen met het gebruik van een TENS- of Microcurrent-therapieapparaat, om symptomen te helpen behandelen en verminderen van aandoeningen als (aangegeven door gepubliceerde onderzoeksstudies):





- Spanning,
- Depressie,
- Posttraumatische stressstoornis (PTSS),
- Stemningswisselingen,
- migraine,
- Epilepsie,
- Tinnitus,
- Slapeloosheid,
- Onregelmatige hartslagen,
- gastroparese,
- Inflammatoire darmaandoening (IBD)
- fibromyalgie,
- Acute en chronische pijn,
- Andere neurologische en psychiatrische aandoeningen.

•


Oorklemelektroden worden meestal op de oorlel geplaatst, maar deze specifieke stijl is ook optimaal voor plaatsing op de tragus of cymba conchae van het linkeroor voor transcutane

nervus vagus stimulatie (tvNS).

Beschikt over dubbelzijdig pe-katoen op de clip, die wordt aanbevolen om te worden gebruikt met een geleidende gel, spray of water, voordat de oorclip wordt aangebracht, om de meest effectieve en comfortabele stimulatie te garanderen.

Zeer stevig en stabiel veerontwerp om de clip op zijn plaats op het oor te houden, in vergelijking met andere vergelijkbare items op de markt.

Binnenin de clip zelf bevindt zich een industriestandaard veiligheidsstekker van 2,35 mm voor eenvoudige connectiviteit en compatibiliteit met de meeste TENS-apparaten voor elektrotherapie.



NEW DESIGN

Vagus Nerve Ear Clip Electrodes

