

Handelsvoorwaarden	FOB- Shenzhen/Guangzhou/Hongkong
Productiecapaciteit	500.000 STKS / maand
Betaling	T/T, PayPal.
Tijd om te bezorgen	3-7 werkdagen voor het maken van een monster. 10 tot 15 werkdagen voor productie.
Inpakken	Standaard exportdozen / aangepaste dozen
Verzending	Over zee, door de lucht of per expreslevering (DHL / UPS / FEDEX)
MOQ:	100 STKS:
plaats van herkomst	Dongguan, Guangzhou, China
Certificering	CE, FCC, ROHS, BEREIK, UKCA

## **Producteigenschappen:**

Als uw arts transcutane nervus vagus stimulatie (tVNS) heeft aanbevolen, heeft u een goed passende oorelektrode nodig.

De tragusclip-elektrode is ontworpen door ervaren gezondheidswerkers voor een comfortabele, verstelbare en veilige pasvorm.

We zijn momenteel bezig met de relevante wettelijke goedkeuringsprocessen,

We maken veel verschillende soorten CES-oorclip-elektroden, eenzijdig met geleidende rubberen oorclip-elektroden, dubbelzijdige oorclip-elektroden en ook bedrade CES-oorclip-elektroden, zodat de klant het in verschillende machines en omstandigheden kan gebruiken. Als u er een moet aanpassen Tragus Elektroden oorclip neem dan gerust contact met ons op, wij zullen u professioneel advies en ontwerp geven,



Deze oorclip-elektroden zijn een must-have voor effectieve craniale elektrotherapie-stimulatie (CES), door ze op verschillende punten van het menselijk oor aan te brengen, samen met het gebruik van een TENS- of microstroomtherapieapparaat, om aandoeningen te behandelen zoals:

angst,  
depressie,  
Posttraumatische stresstoornis (PTSS),  
stemmingswisselingen,  
TMJ,  
tinnitus,  
slapeloosheid,  
acute en chronische pijn,  
andere neurologische en psychiatrische aandoeningen.

Oorclip-elektroden worden gewoonlijk op de oorlel geplaatst, maar deze specifieke stijl is ook optimaal voor plaatsing op de tragus of cymba conchae van het linkeroor voor doeleinden van

transcutane nervus vagus stimulatie (tVNS).

Beschikt over een geleidende rubberen elektrode met een diameter van 1/4" aan het ene uiteinde van de clip, die wordt aanbevolen om te worden gebruikt met een geleidende gel, spray of water voordat de oorclip wordt aangebracht, om de meest effectieve en comfortabele stimulatie te garanderen.

Zeer stevig en stabiel veerontwerp om de Clip op zijn plaats op het oor te houden, in vergelijking met andere vergelijkbare items op de markt.

Binnen in de Clip zelf zit een industriestandaard, vrouwelijke pin-achtige verbinding met een diameter van 2 mm voor eenvoudige connectiviteit en compatibiliteit met de meeste elektrotherapie-leaddraden en apparaten.





## **Bedrijfsintroductie**

[Goochain Technology Co., Ltd](#) is een professionele fabrikant van op maat gemaakte kabelassemblages, die op maat gemaakte usb-kabels produceert, fabrikant van magnetische pogo-pinkabels, medische ecg-kabels, leverancier van targusclip-elektroden, PoweredUSB-verlengkabels, Ethernet-kabels, medische stekkers en opladers, kabelbomen en computer kabels, opgericht in het jaar 2015 en we hebben een op maat gemaakte werkplaats voor kabelassemblages van 2000 vierkante meter, ongeveer 80 werknemers, 1 ploeg is 8 uur per dag. We hebben de internationale ISO-beheerstandaard gevolgd om onze aangepaste kabels, medische kabels en opladers te maken met een Chinese fabrieksprijs.

**GOOCHAIN**

**东莞市谷诚电子科技有限公司**  
DONGGUAN GOOCHAIN TECHNOLOGY CO.,LTD

**Welcome To GOOCHAIN**



## **Certificaten:**

Op maat gemaakte USB-kabels van Goochain, medische kabels, computerkabels, Pogo-pinkabels, USB Type c-kabels, USB Type C-connectoren, PD-snelladers, PoweredUSB-verlengkabels hebben allemaal het internationaal vereiste certificaat behaald, zodat we over de hele wereld kunnen exporteren,



## FAQ

### Q1: Kan ik eerst een voorbeeldbestelling starten voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk, Goochain biedt gratis monsters als we voorraad hebben, op maat gemaakte monsters moeten wat opstartkosten in rekening worden gebracht. We stellen het op prijs dat u een monster bij ons bestelt om onze kwaliteit te controleren.

### Q2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: Alibaba Handel Assurance, PayPal, T/T, Bankoverschrijving, Western Union en L/C

### Vraag 3: Hoe doet uw fabriek het met betrekking tot kwaliteitscontrole?

A: Kwaliteit is prioriteit. QC-afdeling met professionele kwaliteitsborgingsspecialist hecht van het begin tot het einde veel belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-authenticatie behaald. Enzovoort

### Vraag 4: Fabriek? Ja! Kan ik items aanpassen die ik leuk vind, bijvoorbeeld om ons eigen logo af te drukken of om het ontwerp te wijzigen?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM / ODM-service. Neem contact met ons of onze verkoopvertegenwoordiger op om de details te controleren.

### Q5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruiken jullie voor mijn goederen?

A: Onze doorlooptijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie bieden sinds levering. We gebruiken DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als klant.

### Q6: Waar is uw fabriek gevestigd? Hoe kan ik daar terecht?

een: Zeker. We ontvangen je graag in Dongguan en leiden je rond op onze werkplek. Onze fabriek is gevestigd in 3rd. Verdieping, Gebouw A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.