

Handelsbedingungen	FOB SHENZHEN / GUANGZHOU / HONGKONG
Produktionskapazität	500.000 teile / monat.
Zahlung	T / t, PayPal.
Lieferzeit	3-7 Arbeitstage für die Herstellung von Probe. 10 bis 15 Werkstage für die Produktion.
Verpackung	Standard-Exportkartons / benutzerdefinierte Kartons
Versand	Auf dem Meer, durch Luft oder durch Expresszustellung (DHL / UPS / FEDEX)
Moq.	500 stücke
Herkunftsort	Dongguan, Guangzhou, China
Zertifizierung	CE, FCC, ROHS, REACH, UKCA







Anwendung:

Dies ist eine wiederverwendbare Elektrode, die mit einem Standard-Snap-Blei verbunden ist. Es ist vergoldet.

Die Elektrode kann für EEG-Messungen oder andere Parameter wie EMG, EKG oder EOG verwendet werden. Es wird mit dem meisten EKG-Leitungsdraht verwendet, der einen 4,0-mm- oder 5,0-mm-Snap-Button-Anschluss erfordern