

Goochains TAVNS-Ohrclip-Elektrode bietet eine sichere, komfortable und wirksame Grenzfläche für die nicht-invasive Vagusnervstimulationstherapie, um den aurikulären Zweig des Vagusnervs über den Tragus- oder Cymba-Conchae-Bereich des Ohrs zu stimulieren. Dieser Clip bietet eine stabile Signalabgabe und sorgt für den Komfort des Benutzers.

Um mehr über unsere TAVNS -Ohrclip -Elektroden zu erfahren, können Sie die Spezifikationen besuchen:

Was ist ein TAVNS -Ohrclip? Ein wichtiges Zubehör in der nicht-invasiven Vagus-Nerven-Therapie



Diese Elektrode wird in unserer ISO 13485- und ISO 9001-zertifizierten Einrichtung hergestellt und besteht aus weichem Silikon mit medizinischen Qualität mit vergoldeten oder Silberkontakten, um eine zuverlässige Leitfähigkeit und langfristige Leistung zu gewährleisten. Es ist entweder mit 2,0 -mm -Stift oder Snap -Anschlüssen erhältlich und kann für Kabellänge, Branding und Verpackung an Ihre

spezifische Anwendung angepasst werden.

Unabhängig davon, ob Sie für ein TAVNS -Therapie -Gerät beschaffen, Accessoires für ein Neuromodulationsprodukt aufrüsten oder Ihre eigene Wellnesslösung für Marken entwickeln möchten, bieten wir OEM- und ODM -Unterstützung, die von über 10 Jahren Erfahrung in der Herstellung von medizinischem Zubehör unterstützt werden.

Wir bedienen globale Kunden in Gesundheits-, Forschungs- und Neurotech-Märkten mit hochwertigen Komponenten, schnellem Turnaround und vollständiger technischer Unterstützung.

