

Términos comerciales	FOB Shenzhen / Guangzhou / Hong Kong
Capacidad de producción	500,000pcs / mes
Pago	T / T, PayPal.
El tiempo de entrega	3-7 días hábiles para hacer la muestra. 10 a 15 días hábiles para la producción.
Embalaje	Cartones de exportación estándar / cartones personalizados
Transporte	Por mar, por aire o por entrega rápida (DHL / UPS / FEDEX)
Moq	500pcs
Lugar de origen	Dongguan, Guangzhou, China
Certificación	CE, FCC, ROHS, REACH, UKCA







Solicitud:

Este es un electrodo reutilizable que se conecta a un cable de presión estándar. Es chapado en oro.

El electrodo se puede usar para mediciones EEG u otros parámetros, como EMG, ECG o EOG. Se usa con la mayoría de los cables de plomo ECG que requieren un conector de botón SNAP de 4.0 mm o 5.0 mm