

El electrodo de clip de orejas de goochain "s tavns ofrece una interfaz segura, cómoda y efectiva para la terapia de estimulación nerviosa vago no invasiva. Diseñada para estimular la rama auricular del nervio vago a través del área tragus o conchae de cymba de la oreja, este clip proporciona un suministro de señal estable mientras garantiza la comodidad del usuario.

Para saber más sobre nuestros electrodos de clip de oreja Tavns, puede hacer clic para visitar las especificaciones:

[¿Qué es un clip de oreja Tavns? Un accesorio clave en la terapia nerviosa vago no invasiva](#)



Fabricado en nuestra instalación certificada ISO 13485 e ISO 9001, este electrodo está hecho de silicona de grado médico suave con contactos chapados en oro o plata para garantizar una conductividad confiable y un rendimiento a largo plazo. Está disponible con conectores PIN o SNAP de 2.0 mm y se

puede personalizar para la longitud del cable, la marca y el embalaje para adaptarse a su aplicación específica.

Ya sea que "reastre un dispositivo de terapia TAVNS, busque actualizar accesorios para un producto de neuromodulación o desarrollar su propia solución de bienestar de marca, brindamos soporte OEM y ODM respaldado por más de 10 años de experiencia en fabricación de accesorios médicos.

Servimos a clientes globales en los mercados de salud, investigación y neurotech con componentes de alta calidad, respuesta rápida y soporte técnico completo.

