

Conditions commerciales	FOB Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong
Capacité de production	500 000 pièces/mois
Paieement	T/T, PayPal.
Délai de livraison	3 à 7 jours ouvrables pour faire un échantillon. 10 à 15 jours ouvrés pour la production.
Emballage	Cartons d'exportation standard/cartons personnalisés
Expédition	Par mer, par avion ou par livraison express (DHL/UPS/FEDEX)
Quantité minimale de commande	500 pièces
Lieu d'origine	Dongguan, Canton, Chine
Attestation	CE, FCC, ROHS, REACH, UKCA

Caractéristiques du produit :

Fiche de sécurité en plastique de type C vers 2 fils, câble médical ECG à pression femelle de 4,0 mm

Ce câble médical ECG haute performance est doté d'une fiche de sécurité en plastique de type C et est conçu avec deux connecteurs femelles à pression de 4,0 mm. Spécialement conçu pour être utilisé dans des environnements cliniques, il fournit des connexions sécurisées, précises et fiables entre les électrodes ECG et les appareils de surveillance. Le câble assure une transmission optimale du signal pour une surveillance précise du patient.



Principales caractéristiques :

- **Construction haut de gamme:**

Le câble d'électrode médicale est équipé d'une fiche de sécurité en plastique durable de type C, offrant une durabilité et une résistance améliorées à l'usure dans les environnements médicaux exigeants. La conception de la fiche garantit une connexion sécurisée et fiable, minimisant le risque de déconnexion accidentelle.

- **Deux connecteurs femelles à pression de 4,0 mm:**

Ce câble est équipé de deux connecteurs femelles à pression de 4,0 mm, compatibles avec la plupart des électrodes ECG standard. Les connecteurs fournissent une interface sécurisée et stable pour une capture optimale du signal pendant les procédures ECG.

- **Conception axée sur la sécurité:**

La fiche de sécurité de type C est conçue pour une sécurité supérieure, garantissant une connexion robuste et sécurisée aux appareils de surveillance ECG. Cela minimise le potentiel de risques électriques et améliore la sécurité des patients pendant les tests.

- **Compatibilité ECG universelle:**

Ce câble est universellement compatible avec les électrodes ECG dotées de connecteurs à pression de 4,0 mm, ce qui le rend polyvalent et adaptable à une large gamme d'appareils ECG et d'équipements de surveillance.

- **Transmission de signaux de haute qualité:**

Équipé de contacts plaqués or, ce câble assure une transmission du signal à faible résistance, fournissant des lectures ECG claires et précises. Cela améliore l'exactitude et la fiabilité des données des patients à des fins de diagnostic.

- **Construction flexible et légère:**

Le câble est conçu pour être flexible et facile à utiliser, permettant une plus grande amplitude de mouvement sans compromettre l'intégrité du signal. Il est léger mais durable, assurant à la fois confort et performances durables.

- **Matériaux de qualité médicale:**

Construit à partir de matériaux biocompatibles de qualité médicale, ce câble ECG répond à des normes de santé rigoureuses. Il est conçu pour être sans danger pour le contact direct avec la peau, offrant une fiabilité pour la surveillance des patients à court et à long terme.

- **Variété d'options de longueur:**

Disponible dans une gamme de longueurs pour s'adapter à différentes configurations cliniques, ce câble permet une flexibilité dans le positionnement du patient et la surveillance ECG, sans limiter les mouvements ni compromettre la qualité du signal.

- **Code couleur pour une identification facile:**

Les dérivations à code couleur simplifient l'identification et le placement des électrodes, rationalisant la procédure ECG et réduisant le risque de mauvais placement des dérivations.

- **Sans latex et hypoallergénique:**

Ce câble est fabriqué à partir de matériaux sans latex, garantissant ainsi son adéquation aux patients sensibles ou allergiques au latex. Il est conçu pour minimiser le risque de réactions cutanées indésirables.

- **Commodité du plug-and-play:**

La conception de la fiche de sécurité de type C garantit une connexion rapide et facile aux appareils ECG, facilitant ainsi une intégration transparente dans les flux de travail cliniques et réduisant le temps de configuration.

Applications : Idéal pour une utilisation dans les hôpitaux, cliniques, centres de diagnostic et autres établissements de soins de santé, ce câble ECG est conçu pour répondre aux exigences rigoureuses de la surveillance continue des patients. Il convient à une utilisation dans une variété de procédures ECG, garantissant une capture de données précise et des capacités de diagnostic améliorées.

Normes de conformité et de sécurité : Ce câble ECG à électrode enregistré par la FDA adhère à toutes les normes de sécurité médicale applicables et est conçu pour répondre aux exigences strictes des environnements de soins de santé. Il est certifié CE et entièrement conforme à la norme ISO 13485 pour les dispositifs médicaux.

Si vous avez des exigences personnalisées, n'hésitez pas à nous contacter

Présentation de l'entreprise



FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander davantage ?

R : Bien sûr, Goochain fournit des échantillons gratuits si nous avons du stock, les échantillons personnalisés doivent être facturés selon des frais d'installation. Nous vous remercions de commander un échantillon chez nous pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

R : Alibaba Trade Assurance, PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : Comment votre usine se comporte-t-elle en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du tout début à la toute fin. Notre usine a obtenu l'authentification FDA Registered, Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008 ISO13485. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, par exemple en imprimant notre propre logo ou en modifiant le design ?

R : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez

nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour vérifier les détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes marchandises ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois depuis la livraison. Nous avons utilisé DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS comme client.

Q6 : Où est située votre usine ? Comment puis-je y visiter ?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous recevoir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail.