

Conditions commerciales	FOB Shenzhen / Guangzhou / Hongkong
Capacité de production	500 000 pcs / mois
Paiement	T / T, PayPal.
Heure de livraison	3-7 jours ouvrables pour faire un échantillon. 10 à 15 jours ouvrables pour la production.
Emballage	Cartons d'exportation standard / cartons personnalisés
Expédition	Par mer, par air ou par livraison express (DHL / UPS / FedEx)
Moq	500pcs
Lieu d'origine	Dongguan, Guangzhou, Chine
Certification	CE, FCC, ROHS, REACH, UKCA







**Application:**

Ceci est une électrode réutilisable qui se connecte à un plomb standard. Il est plaqué or.

L'électrode peut être utilisée pour les mesures EEG ou d'autres paramètres tels que EMG, ECG ou EOG. Il est utilisé avec la plupart des câbles de plomb ECG nécessitant un connecteur de bouton d'instantané de 4,0 mm ou de 5,0 mm.