

| | |
|-------------------------|--|
| Conditions commerciales | FOB Shenzhen / Guangzhou / Hongkong |
| Capacité de production | 500 000 pcs / mois |
| Paiement | T / T, PayPal. |
| Heure de livraison | 3-7 jours ouvrables pour faire un échantillon. 10 à 15 jours ouvrables pour la production. |
| Emballage | Cartons d'exportation standard / cartons personnalisés |
| Expédition | Par mer, par air ou par livraison express (DHL / UPS / FedEx) |
| Moq | 500pcs |
| Lieu d'origine | Dongguan, Guangzhou, Chine |
| Certification | CE, FCC, ROHS, REACH, UKCA |







Application:

Il est compatible avec toutes les marques de systèmes EEG / EMG / PSG.
Connexion forte entre la tasse et le plomb. Avec un câble de très haute qualité réduit les artefacts.
Il y a 12 couleurs différentes de plomb.
Il existe des options pour la longueur de câble 1m, 1,5 m, 2m