

Riepilogo del prodotto:

Goochain Technology, un **Produttore Certificato ISO**, fornisce alta qualità **Elettrodi a pettine EEG AgCl** per l'acquisizione del segnale senza gel in **Sistemi OPENBCI**. Con un'eccellente conduttività e prestazioni stabili, questi elettrodi sono ideali per applicazioni mediche, di ricerca e di neurofeedback.

Goochain® 谷诚



Descrizione del prodotto:


Come fidato **fabbrica E fornitore**, Goochain è specializzata nella produzione **Elettrodi a pettine EEG placcati in oro AgCl**, che sono adattati per l'uso in **Sistemi EEG OPENBCI**. Questi elettrodi utilizzano la tecnologia avanzata di placcatura con cloruro d'argento (AgCl) per garantire un'acquisizione del segnale stabile e accurata senza richiedere gel conduttivo.

I nostri elettrodi sono ampiamente utilizzati in applicazioni come **monitoraggio EEG clinico**,

ricerca sulle onde cerebrali, E allenamento con neurofeedback, offrendo prestazioni e affidabilità eccellenti. Il design a pettine garantisce un contatto ottimale con la pelle, mentre il funzionamento senza gel semplifica la configurazione e migliora il comfort dell'utente.

Certificato sotto **ISO 13485, CE, MDR, E FDA**, i nostri elettrodi soddisfano i più severi standard internazionali. Goochain offre servizi di personalizzazione completi, inclusi design, dimensioni e imballaggio, per soddisfare le esigenze uniche dei nostri clienti **Europa, Nord America** e oltre.

Goochain® 谷诚



Applicazioni:

- Monitoraggio EEG clinico e medico
- Neurofeedback e ricerca sulle onde cerebrali
- Studi accademici e sanitari
- Sviluppo dell'interfaccia cervello-computer (BCI).

Domande frequenti (FAQ):

1. Qual è la quantità minima dell'ordine (MOQ)?

Il nostro MOQ standard è di 100 pezzi, ma offriamo flessibilità per gli ordini di campioni.

2. Può il [Elettrodi ECG EEG EKG EMG](#) essere personalizzato?

Sì, forniamo servizi di personalizzazione di dimensioni, resistenza e design in base alle esigenze del cliente.

3. Quanto è lungo il tempo di consegna?

Per gli ordini standard, il tempo di consegna è in genere di 7-10 giorni. Gli ordini personalizzati potrebbero richiedere leggermente più tempo, a seconda della complessità.

4. Spedite in Europa e Nord America?

Sì, forniamo spedizioni globali, con una logistica affidabile per garantire consegne puntuali in Europa, Nord America e altre regioni.

5. Quali certificazioni hanno i vostri prodotti?

I nostri elettrodi EEG sono certificati sotto **ISO 13485, CE, MDR, E FDA**, garantendo il rispetto degli standard internazionali.

Goochain® 谷诚

