

Condizioni commerciali	FOB SHENZHEN / Guangzhou / Hong Kong
Capacità produttiva	500.000 pz / mese.
Pagamento	T / T, Paypal.
Tempo di consegna	3-7 giorni lavorativi per fare campione. Da 10 a 15 giorni lavorativi per la produzione.
Imballaggio	Cartoni standard di esportazione / cartoni personalizzati
Spedizione	Via mare, via aerea o con consegna espressa (DHL / UPS / FEDEX)
MOQ.	500 pz.
Luogo d'origine	Dongguan, Guangzhou, Cina
Certificazione	CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA







Applicazione:

Questo è un elettrodo riutilizzabile che si collega a un cavo a scatto standard. È placcato in oro.

L'elettrodo può essere utilizzato per misure EEG o altri parametri come EMG, ECG o EOG. Viene utilizzato con la maggior parte del filo del cavo ECG che richiede un connettore a scatto da 4,0 mm o 5.0mm