

L'elettrodo a clip a orecchie di Goochain "S Tavns offre un'interfaccia sicura, confortevole ed efficace per la terapia di stimolazione del nervo vago non invasivo. Progettato per stimolare il ramo auricolare del nervo vago attraverso il tragus o l'area della Cymba Concoche dell'orecchio, questa clip fornisce un rilascio stabile del segnale garantendo al contempo comfort dell'utente.

Per saperne di più sui nostri elettrodi a clip a orecchie TAVNS è possibile fare clic per visitare le specifiche:

[Cos'è un clip per orecchie di Tavns? Un accessorio chiave nella terapia nervosa vago non invasiva](#)



Prodotto nella nostra struttura certificata ISO 13485 e ISO 9001, questo elettrodo è realizzato in silicone di livello medico morbido con contatti placcati in oro o argento per garantire una conducibilità affidabile e prestazioni a lungo termine. È disponibile con pin da 2,0 mm o connettori a scatto e può essere

personalizzato per la lunghezza del cavo, il marchio e l'imballaggio per adattarsi all'applicazione specifica.

Sia che tu "si offra per un dispositivo di terapia TAVNS, cercando di aggiornare gli accessori per un prodotto di neuromodulazione o sviluppando la propria soluzione di benessere di marca, forniamo supporto OEM e ODM sostenuto da oltre 10 anni di esperienza di produzione di accessori medici.

Serviamo clienti globali nei mercati sanitari, di ricerca e neurotech con componenti di alta qualità, inversione di tendenza rapida e supporto tecnico completo.

